


# 「ついうっかり」が 重大な事故につながります

MRI吸着事故は残念ながら毎年発生して、減っておりません。


「MRI室は24時間365日常時強力な磁場が発生している」と分かっているにもかかわらず、「ついうっかり…」で、酸素ボンベのような重い金属（磁性体）でも飛んでいき、**重大な人身事故**につながる危険があります。



## 「ルールの徹底」が 患者と医療従事者を守ります

MRI吸着事故は防げる医療事故です。

- ・MRI室に入る前に、**一旦STOP**して磁性体がないことを、もう一度確認しましょう。
  - ・**MRI室の施錠**は自宅と同じです。誤った侵入を防ぐため、ちょっとした間でも鍵を締めましょう。
- その他、**ルールの徹底**が患者と医療従事者を守ります。



参考リンク



### MRI室 入室前のチェックリスト

一般社団法人 日本画像医療システム工業会 (JIRA) 提供  
チェックリスト (PDF)を無料で[ダウンロード](#)できます。



### MRI安全Web

一般財団法人 安全なMRI検査を考える 提供  
MRI事故を防ぎ、安全で有用なMRI検査を実現するための[ポータルサイト](#)です。

**Canon**

キヤノンメディカルシステムズ株式会社